

BASIC SET C10/E15

NEU

Basic Set C10 / E15

5 Blenden
5 Diaphragms



Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit
asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct ophthalmoscopy with
aspherical precision optics.



Basic Set C10 / E15

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set C10 / E15		2 Köpfe 5 Blenden 1 Griff	2 heads 5 diaphragms 1 handle	2.5V	Set-REF
					02.01008.002
	bestehend aus:	KaWe COMBILIGHT® C10 Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupevergrößerung	consisting of:		
		Otoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75111.013 (28943)	KaWe COMBILIGHT® C10 Otoscope head standard illumination with pivoting triple-magnifying glasses	2.5V	1 01.73210.021 (26485)
		KaWe EUROLIGHT® E15 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 5 Blenden	KaWe EUROLIGHT® E15 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 5 diaphragms	2.5V	2 01.81155.001
		Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe, REF 12.75113.003 (28947)	Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb, REF 12.75113.003 (28947)		
		Griff Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss dimmbar	Handle Battery-/charging handle C (medium) with screw closure can be dimmed		3 01.74110.002 (24815)
		Batterien: 2 Baby (Typ C)	Batteries: 2 C batteries	1.5V	
		3 Dauer-Ohrtrichter 1 x Ø 2,5 mm 1 x Ø 3,5 mm 1 x Ø 4,5 mm	3 reusable ear funnels 1 x Ø 2.5 mm 1 x Ø 3.5 mm 1 x Ø 4.5 mm	25	4
weiterer Inhalt Also enclosed are:	Lampenträger gebogen	Curved lamp support		2.5V	5 01.79102.001 (24820)
	2 Kehlkopfspiegel 1 x Gr. 3 (Ø 20 mm) 1 x Gr. 4 (Ø 22 mm)	2 laryngeal mirrors 1 x size 3 (Ø 20 mm) 1 x size 4 (Ø 22 mm)			6 01.79103.001 (24821)
	Spatelhalter aus Kunststoff	Tongue depressor holder made of plastic			7 01.79201.001 (24822)
	Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube	Nose spreader speculum, chrome-plated, with set screw			8 01.79202.001 (24844)
	Ersatzlampe	Spare bulb		2.5V	9 12.75111.013 (28943)
	Lieferung in schwarzer Hartschalenbox	packaged in a black hard-top box			10 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.01008.002

01.73210.021

01.81155.001

01.74110.002

01.79102.001

01.79103.001

01.79201.001

01.79202.001

12.75111.013

01.79207.022

BASIC SET
C10/E10

1 Blende | 1 Diaphragm

Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit
asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct ophthalmoscopy with
aspherical precision optics.

2,5 V

Basic Set C10 / E10



Basic Set C10 / E10

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set C10 / E10	2 Köpfe 1 Blende 1 Griff	2 heads 1 diaphragm 1 handle	25V	Set-REF
				02.11001.002 (27105)
	bestehend aus: KaWe COMBILIGHT® C10 Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75111.013 (28943)	consisting of: KaWe COMBILIGHT® C10 Otoscope head standard illumination with pivoting triple-magnifying glasses Otoscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75111.013 (28943)	25V	1 01.73210.021 (26485)
	KaWe EUROLIGHT® E10 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 1 Blende Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75114.003	KaWe EUROLIGHT® E10 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 1 diaphragm Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75114.003	25V	2 01.81100.001 (27001)
	Griff Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss dimmbar Batterien: 2 Baby (Typ C)	Handle Battery-/charging handle C (medium) with screw closure can be dimmed Batteries: 2 C batteries		3 01.74110.002 (24815)
	3 Dauer-Ohrtrichter 1 x Ø 2,5 mm 1 x Ø 3,5 mm 1 x Ø 4,5 mm	3 reusable ear funnels 1 x Ø 2.5 mm 1 x Ø 3.5 mm 1 x Ø 4.5 mm	25	4
weiterer Inhalt: Also enclosed are:	Lampenträger gebogen 2 Kehlkopfspiegel 1 x Gr. 3 (Ø 20 mm) 1 x Gr. 4 (Ø 22 mm) Spatelhalter aus Kunststoff Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube Ersatzlampe Lieferung in schwarzer Hartschalenbox	Curved lamp support 2 laryngeal mirrors 1 x size 3 (Ø 20 mm) 1 x size 4 (Ø 22 mm) Spatula holder made of plastic Nose spreader speculum, chromium-plated, with set screw Spare bulb packaged in a black hard-top box	25V	5 01.79102.001 (24820) 6 01.79103.001 (24821) 7 01.79201.001 (24822) 8 01.79202.001 (24844) 9 12.75111.013 (28943) 10 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.11001.002
01.73210.021
01.81100.001
01.74110.002
01.79102.001
01.79103.001
01.79201.001
01.79202.001
12.75111.013
01.79207.022

BASIC SET
C10/E16 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms

I

II

III

IV

V

VI

EU

Grünlfilter
Green filter

Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct ophthalmoscopy with aspherical precision optics.

C

2,5 V

6

EU

Basic Set C10 / E16 (EU)



Basic Set C10 / E16 (EU)

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set C10 / E16	2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff	2 heads 6 diaphragms 1 handle	2.5V	Set-REF 02.01104.002
	bestehend aus: KaWe COMBILIGHT® C10 Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75111.013 (28943)	consisting of: KaWe COMBILIGHT® C10 Otoscope head standard illumination with pivoting triple-magnifying glasses Otoscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75111.013 (28943)	2.5V	1 01.73210.021 (26485)
	KaWe EUROLIGHT® E16 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe, REF 12.75113.003 (28947)	KaWe EUROLIGHT® E16 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb, REF 12.75113.003 (28947)	2.5V	2 01.81161.001
	Griff Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss dimmbar Batterien: 2 Baby (Typ C)	Handle Battery-/charging handle C (medium) with screw closure can be dimmed Batteries: 2 C batteries	1.5V	3 01.74110.002 (24815)
	3 Dauer-Ohrtrichter 1 x Ø 2,5 mm 1 x Ø 3,5 mm 1 x Ø 4,5 mm	3 reusable ear funnels 1 x Ø 2.5 mm 1 x Ø 3.5 mm 1 x Ø 4.5 mm	25	4
weiterer Inhalt: Also enclosed are:	Lampenträger gebogen 2 Kehlkopfspiegel 1 x Gr. 3 (Ø 20 mm) 1 x Gr. 4 (Ø 22 mm) Spatelhalter aus Kunststoff Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube Ersatzlampe Lieferung in schwarzer Hartschalenbox	Curved lamp support 2 laryngeal mirrors 1 x size 3 (Ø 20 mm) 1 x size 4 (Ø 22 mm) Tongue depressor holder made of plastic Nose spreader speculum, chrome-plated, with set screw Spare bulb packaged in a black hard-top box	2.5V	5 01.79102.001 (24820) 6 01.79103.001 (24821) 7 01.79201.001 (24822) 8 01.79202.001 (24844) 9 12.75111.013 (28943) 10 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.01104.002
01.73210.021
01.81.161.001
01.74110.002
01.79102.001
01.79201.001
01.79202.001
12.75111.013
01.79207.022

KaWe EUROLIGHT® C10/E10

1 Blende | 1 Diaphragm



KaWe EUROLIGHT® C10 / E10

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy with aspherical
precision optics.



KaWe EUROLIGHT® C10 / E10

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set C10 / E10		2 Köpfe 1 Blende 1 Griff	2 heads 1 diaphragm 1 handle	2.5V	Set-REF
					02.11002.001 (27100)
	bestehend aus:	KaWe EUROLIGHT® C10 Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung	consisting of:	KaWe EUROLIGHT® C10 Otoscope head standard illumination with pivoting triple-magnifying glasses	2.5V
	Otoskop-Leuchtmittel:	Vakuum-Lampe, REF 12.75111.013 (28943)	Otoscope illuminant:	vacuum bulb, REF 12.75111.013 (28943)	01.73110.001 (24816)
	KaWe EUROLIGHT® E10 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 1 Blende		KaWe EUROLIGHT® E10 Ophthalmoscope head With correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 1 diaphragm	2.5V	01.81100.001 (27001)
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel:	Vakuum-Lampe, REF 12.75114.003	Ophthalmoscope illuminant:	vacuum bulb, REF 12.75114.003	
	Griff	Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss dimmbar	Handle	Battery-/charging handle C (medium) with screw closure can be dimmed	01.74110.002 (24815)
	Batterien: 2 Baby (Typ C)		Batteries: 2 C batteries	1.5V	
	Einweg- Ohrtrichter	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	Disposable ear funnels	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	25
	Lieferung in schwarzer Reißverschluss tasche		packaged in practical black case with zipper		01.78301.001 (24838)

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akkua / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.11002.001
01.73110.001
01.81100.001
01.74110.002
01.78301.001

KaWe EUROLIGHT® F.O.30/E36 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms

EU

Grünfilter
Green filter

F.O.

2,5 V

EU

KaWe EUROLIGHT® F.O.30/E36 (EU)

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



KaWe EUROLIGHT® F.O.30 / E36 (EU)

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30 / E36 (EU)		2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff	2 heads 6 diaphragms 1 handle	2.5V	Set-REF 02.13004.001	
	bestehend aus:		consisting of:		01.73135.001 (24751)	
	KaWe EUROLIGHT® F.O.30 Otoskop-Kopf Fiber Optik mit 3-facher Lupenvergrößerung		KaWe EUROLIGHT® F.O.30 Oscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses			
	Otoskop-Leuchtmittel: Xenon-Lampe, REF 12.75144.013		Oscope illuminant: xenon bulb, REF 12.75144.013			
	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden		KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms		01.81361.001 (27071)	
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75132.003 (28946)		Ophthalmoscope illuminant: halogen bulb, REF 12.75132.003 (28946)			
	Griff  Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar		Handle  Battery-/charging handle C (medium) with clic-closure can be dimmed		01.74130.002 (24835)	
	Batterien: 2 Baby (Typ C) 		Batteries: 2 C batteries 			
	Einweg- Ohrtrichter		Disposable ear funnels		24	
	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm		10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm			
Lieferung in schwarzer Hartschalenbox			packaged in a black hard-top box			01.79107.022

aufladbar in Ladestation KiWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku / Rechargeable in the charging station KiWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.13004.001
01.73135.001
01.81361.001
01.74130.002
01.79107.022

KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms

EU
Grünfilter
Green filter

NEU
NEW

F.O.
+LED
standard

F.O.
LED

2,5 V

EU

KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



02.15004.002
01.73135.501
01.81361.001
01.74130.002
01.79107.022

KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU)

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30 LED/E36 (EU)		2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff		2 heads 6 diaphragms 1 handle		2.5V	Set-REF 02.15004.002
	bestehend aus:		consisting of:		2.5V	01.73135.501	
	KaWe EUROLIGHT® F.O.30 Otoskop-Kopf Fiber Optik mit 3-facher Lupenvergrößerung		KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED Otoscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses				
	Otoskop-Leuchtmittel: LED-Lampe standard, REF 12.75153.003		Otoscope illuminant: LED bulb standard, REF 12.75153.003				
	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden		KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms		2.5V	01.81361.001 (27071)	
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75132.003 (28946)		Ophthalmoscope illuminant: halogen bulb, REF 12.75132.003 (28946)				
	Griff Batteriegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar		Handle Battery handle C (medium) with clic-closure can be dimmed		1.5V	01.74130.002 (24835)	
	Batterien: 2 Baby (Typ C) 		Batteries: 2 C batteries 				
	Einweg- Ohrtrichter		Disposable ear funnels		» 24	01.79107.022	
	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm		10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm				
Lieferung in schwarzer Hartschalenbox			packaged in a black hard-top box				

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms

I

•

•

•

•

•

•

EU

Grünfilter
Green filter

NEU
NEW

F.O.
LED

high power

3,5V

F.O.
LED

3,5 V

EU

KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU) 3,5 V

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30 LED/E36 (EU)				Set-REF	
2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff		2 heads 6 diaphragms 1 handle		3,5V	02.18004.002
	bestehend aus:	consisting of:			
	KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED Otoskop-Kopf Fiber Optik mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoskop-Leuchtmittel: LED-Lampe high power, REF 12.75253.003	KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED Otoscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses Otoscope illuminant: LED bulb high power, REF 12.75253.003	3,5V	01.73137.611	
	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75232.003 (28923)	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms Ophthalmoscope illuminant: halogen bulb, REF 12.75232.003 (28923)	3,5V	01.85361.001	
	Griff Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar inkl. Li-Ion Akku nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000 verwendbar → 201	Handle Charging handle C (medium) with clic-closure can be dimmed incl. Li-Ion rechargeable battery only to be used with KaWe MedCharge® 4000 charging station → 201	3,5V	01.74131.062	
	Einweg- Ohrtrichter	Disposable ear funnels	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	→ 24	
	Lieferung in schwarzer Hartschalenbox	packaged in a black hard-top box			01.79107.022

Akku im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery included in the scope of supply

02.18004.002
01.73137.611
01.85361.001
01.74131.062
01.79107.022

KaWe COMBILIGHT® F.O.30/E30

1 Blende | 1 Diaphragm



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E30

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy with aspherical
precision optics.



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E30

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoloscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30/E30		2 Köpfe 1 Blende 1 Griff	2 heads 1 diaphragm 1 handle	2.5 V	Set-REF
					02.23001.001 (27130)
	bestehend aus:	consisting of:			
	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 Otoskop-Kopf Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoskop-Leuchtmittel: Xenon-Lampe, REF 12.75144.013	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 Otoloscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses Otoloscope illuminant: xenon bulb, REF 12.75144.013		2.5 V	01.73230.021 (26510)
	KaWe EUROLIGHT® E30 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 1 Blende Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe, REF 12.75112.003 (28944)	KaWe EUROLIGHT® E30 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 1 diaphragm Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb, REF 12.75112.003 (28944)		2.5 V	01.81300.001 (27031)
	Griff Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar Batterien: 2 Baby (Typ C)	Handle Battery-/charging handle C (medium) with clic-closure can be dimmed Batteries: 2 C batteries		1.5 V	01.74130.002 (24835)
	Einweg- Ohrtrichter	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	Disposable ear funnels	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	24
	Lieferung in schwarzer Reißverschluss tasche		packaged in a black bag with zipper		01.78301.001 (24838)

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.23001.001
01.73230.021
01.81300.001
01.74130.002
01.78301.001

KaWe COMBILIGHT® F.O.30/E36 (EU)

6 Blenden
 6 Diaphragms

EU
 Grünfilter
 Green filter

F.O.

2,5 V

EU

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit
asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30 / E36 (EU)		2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff		2 heads 6 diaphragms 1 handle		2.5V		Set-REF 02.23004.001	
	bestehend aus:		consisting of:		2.5 V		01.73230.021 (26510)		
	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 Otoskop-Kopf Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 Otoscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses						
	Otoskop-Leuchtmittel: Xenon-Lampe, REF 12.75144.013		Otoscope illuminant: Xenon bulb, REF 12.75144.013						
	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden		KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptries 6 diaphragms		2.5 V		01.81361.001 (27071)		
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75132.003 (28946)		Ophthalmoscope illuminant: Halogen bulb, REF 12.75132.003 (28946)						
	Griff  Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar Batterien: 2 Baby (Typ C) 		Handle  Battery-/charging handle C (medium) with clic-closure can be dimmed Batteries: 2 C batteries 		1.5 V		01.74130.002 (24835)		
	Einweg-Ohrtrichter		Disposable ear funnels		 24		01.79107.022		
	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm		10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm						
Lieferung in schwarzer Hartschalenbox				packaged in a black hard-top box					

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included in the scope of supply!

02.23004.001
01.73230.021
01.81361.001
01.74130.002
01.79107.022

KaWe COMBILIGHT® F.O.30/E36 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms




EU

Grünfilter
Green filter

NEU
NEW

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit
asphärischer Präzisionsoptik.
Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoloscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30/E36 (EU)

2 Köpfe | 6 Blenden | 1 Griff

2 heads | 6 diaphragms | 1 handle

2.5V

Set-REF

02.23014.002

bestehend aus:

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 Otoskop-Kopf
Fiberoptik
mit 3-facher Lupenvergrößerung

Otoskop-Leuchtmittel:

Xenon-Lampe, REF 12.75144.013

consisting of:

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 Otoloscope head
Fibre-optics
with pivoting triple-magnifying glasses

Otoloscope illuminant:

Xenon bulb, REF 12.75144.013

2.5V

1 01.73230.021 (26510)

KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf
mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
6 Blenden

Ophthalmoskop-Leuchtmittel:

Halogen-Lampe, REF 12.75132.003 (28946)

KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head
with correction lens wheel
in stages from +20 to -20 dioptres
6 diaphragms

Ophthalmoscope illuminant:

Halogen bulb, REF 12.75132.003 (28946)

2.5V

2 01.81361.001 (27071)

Griff
Batterie-/Ladegriff C (mittel)
mit Clic-Verschluss
dimmbar
Batterien: 2 Baby (Typ C)

Handle
Battery-/charging handle C (medium)
with clic-closure
can be dimmed
Batteries: 2 C batteries

1.5V

3 01.74130.002 (24835)

Dauer-Ohrtrichter
5 x Ø 2,5 mm
5 x Ø 4,0 mm

reusable ear funnels
5 x Ø 2.5 mm
5 x Ø 4.0 mm

24

4 01.72211.001 (26210)

weiterer Inhalt:
Also enclosed are:

Ersatzlampe, Xenon

1 x

Spare bulb, xenon

1 x

2.5V

5 12.75144.013

Ersatzlampe, Halogen

1 x

Spare bulb, halogen

1 x

2.5V

6 12.75132.003

Nasenleuchte

1 x

Nose light

1 x

7 01.79301.001

Finoff-Leuchte XL

1 x

Finoff lamp XL

1 x

8 01.79302.001

Kehlkopfspiegel, gerade

1 x

Laryngeal mirror, straight

1 x

9 01.79303.001

Lieferung in schwarzer Hartschalenbox

packaged in a black hard-top box

10 01.79112.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.23014.002

01.73230.021

01.81361.001

01.74130.002

01.72211.001

12.75144.013

12.75132.003

01.79301.001

01.79302.001

01.79303.001

01.79112.022

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms

EU

Grüfilter
Green filter

NEU
NEW
F.O.
LED
standard

F.O.
LED

2,5 V

EU

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU)

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit
asphärischer Präzisionsoptik.
Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU)

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set

Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30 LED/E36 (EU)		2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff		2 heads 6 diaphragms 1 handle		2,5 V	Set-REF 02.25004.002
	bestehend aus:		consisting of:		2,5 V	01.73230.521	
	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoskop-Kopf Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses				
	Otoskop-Leuchtmittel: LED-Lampe standard, REF 12.75153.003		Otoscope illuminant: LED bulb, standard, REF 12.75153.003				
	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden		KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms		2,5 V	01.81361.001 (27071)	
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75132.003 (28946)		Ophthalmoscope illuminant: Halogen bulb, REF 12.75132.003 (28946)				
	Griff Batteriegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar Batterien: 2 Baby (Typ C) 		Handle Battery handle C (medium) with clic-closure can be dimmed Batteries: 2 C batteries 		1,5 V	01.74130.002 (24835)	
	Einweg- Ohrtrichter		Disposable ear funnels		 24	01.79107.022	
	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm		10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm				
Lieferung in schwarzer Hartschalenbox			packaged in a black hard-top box				

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.25004.002
01.73230.521
01.81361.001
01.74130.002
01.79107.022

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms

I
•
•
•
•
•
•

EU
Grüfilter
Green filter

NEU
F.O.
LED
high power
3,5V

F.O.
LED

3,5 V

6 EU

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) **3,5 V**

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit
asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) **3,5 V** Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoloscope-/Ophthalmoscope Set

Set F.O.30 LED/E36 (EU)		2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff	2 heads 6 diaphragms 1 handle	3.5 V	Set-REF
	bestehend aus:		consisting of:		01.73232.631
	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoskop-Kopf Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses		
	Otoskop-Leuchtmittel: LED-Lampe high power, REF 12.75253.003		Otoscope illuminant: LED bulb high power, REF 12.75253.003		
	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden		KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms		01.85361.001
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75232.003 (28923)		Ophthalmoscope illuminant: Halogen bulb, REF 12.75232.003 (28923)		
	Griff Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar inkl. Li-Ion Akku, nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000 verwendbar ACCU ➔ 201		Handle Charging handle C (medium) with clic-closure can be dimmed incl. Li-Ion rechargeable battery only to be used with KaWe MedCharge® 4000 charging station ACCU ➔ 201		01.74131.062
	Einweg-Ohrtrichter		Disposable ear funnels		➔ 24
	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm		10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm		
		Lieferung in schwarzer Hartschalenbox		packaged in a black hard-top box	
				01.79107.022	

ACCU Akku im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery included in the scope of supply

02.28004.002
01.73232.631
01.85361.001
01.74131.062
01.79107.022

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

6 Blenden
6 Diaphragms

I

II

III

IV

V

VI

EU
Grüner Filter
Green filter

NEU
NEW

F.O.
LED
high power

3,5V

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.

F.O.
LED

3,5 V

EU

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5V



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5V Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set


Set F.O.30 LED/E36 (EU)		2 Köpfe 6 Blenden 1 Griff		2 heads 6 diaphragms 1 handle		3.5V	Set-REF		02.28014.002
		bestehend aus:		consisting of:					
	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoskop-Kopf Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoscope head Fibre-optics with pivoting triple-magnifying glasses		3.5V	1	01.73232.631		
	Otoskop-Leuchtmittel: LED-Lampe high power, REF 12.75253.003		Otoscope illuminant: LED bulb, high power, REF 12.75253.003						
	KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden		KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoscope head with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms		3.5V	2	01.85361.001		
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75232.003 (28923)		Ophthalmoscope illuminant: Halogen bulb, REF 12.75232.003 (28923)						
	Griff Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss, dimmbar, inkl. Li-Ion Akku nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000 verwendbar ACCU ▶▶ 201		Handle Charging handle C (medium) with clic-closure, can be dimmed, incl. Li-Ion Akku only to be used with KaWe MedCharge® 4000 charging station ACCU ▶▶ 201		3.5V	3	01.74131.062		
	Dauer-Ohrtrichter	5 x Ø 2,5 mm 5 x Ø 4,0 mm	reusable ear funnels	5 x Ø 2.5 mm 5 x Ø 4.0 mm	▶▶ 24	4	01.72211.001 (26210)		
weiterer Inhalt: Also enclosed are:	Ersatzlampe, Xenon	1 x	Spare bulb, xenon	1 x	3.5V	5	12.75241.003		
	Ersatzlampe, Halogen	1 x	Spare bulb, halogen	1 x	3.5V	6	12.75232.003		
	Nasenleuchte	1 x	Nose light	1 x		7	01.79305.001		
	Finoff-Leuchte XL	1 x	Finoff-lamp XL	1 x		8	01.79306.001		
	Kehlkopfspiegel, gerade	1 x	laryngeal mirror, straight	1 x		9	01.79307.001		
	Lieferung in schwarzer Hartschalenbox		packaged in a black hard-top box			10	01.79112.022		

ACCU Akku im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery included in the scope of supply

02.28014.002
01.73232.631
01.85361.001
01.74131.062
01.72211.001
12.75241.003
12.75232.003
01.79305.001
01.79306.001
01.79307.001
01.79112.022

KaWe PICCOLIGHT® C/E50

1 Blende | 1 Diaphragm



KaWe PICCOLIGHT® C/E50

Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct ophthalmoscopy with aspherical precision optics.

enthältlich in | available in



KaWe PICCOLIGHT® C / E50

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set	2 Köpfe 1 Blende 1 Griff	2 heads 1 diaphragm 1 handle	Set-REF
C / E50	night	night	02.31001.021
C / E50	sky	sky	02.31001.232
C / E50	stone	stone	02.31001.262

bestehend aus:

	C Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75111.013 (28943)
--	--

consisting of:

C Otoloscope head standard illumination with pivoting triple-magnifying glasses Otoloscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75111.013 (28943)	2.5V
--	------

	01.73300.021
	01.73300.231
	01.73300.261

	Ophthalmoskop-Kopf E50 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 1 Blende Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe, REF 12.75112.003 (28944)
--	---

Ophthalmoscope head E50 with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 1 diaphragm Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb, REF 12.75112.003 (28944)	2.5V
--	------

	01.83500.021
	01.83500.231
	01.83500.261

	Griff Batteriegriff (AA) Batterien: 2 Mignon (Typ AA)
--	--

Handle battery handle (AA) Batteries: 2 Mignon (type AA)	1.5V
---	------

	01.74200.021
	01.74200.231
	01.74200.261

	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm
--	---

Disposable ear funnels 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	24
---	----

Lieferung in Stofftasche 28
Umverpackung = Karton

packaged in cloth bag 28
Outer packaging = box

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.31001.262
01.73300.261
01.83500.261
01.74200.261

KaWe PICCOLIGHT® C/E55

5 Blenden
5 Diaphragms

NEU
NEW

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit
asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy
with aspherical precision
optics.

erhältlich in | available in

2,5 V

KaWe PICCOLIGHT® C / E55		Otoskop-/Ophthalmoskop-Set Otoscope-/Ophthalmoscope Set				Set-REF
Set	2 Köpfe 5 Blenden 1 Griff	2 heads 5 diaphragms 1 handle				
C / E55	night	night	2.5 V			02.31008.022
C / E55	sky	sky	2.5 V			02.31008.232
C / E55	stone	stone	2.5 V			02.31008.262
bestehend aus: / consisting of:						
	C Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung	C Otoscope head standard illumination with pivoting triple-magnifying glasses	2.5 V			01.73300.021
	Otoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75111.0.13 (28943)	Otoscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75111.0.13 (28943)				01.73300.231
						01.73300.261
	Ophthalmoskop-Kopf E55 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 5 Blenden	Ophthalmoscope head E55 with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptries 5 diaphragms	2.5 V			01.83555.021
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75112.0.03 (28944)	Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75112.0.03 (28944)				01.83555.231
						01.83555.261
	Griff Batteriegriff (AA)	Handle battery handle (AA)				01.74200.021
	Batterien: 2 Mignon (Typ AA)	Batteries: 2 Mignon (type AA)	1.5 V			01.74200.231
						01.74200.261
	Einweg- Ohrtrichter	Disposable ear funnels	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm			24
	Lieferung in schwarzer Hartschalenbox	packaged in a black hard-top box				01.79110.022

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply

02.31008.262
01.73300.261
01.83555.261
01.74200.261

KaWe PICCOLIGHT® F.O./E50



KaWe PICCOLIGHT® F.O./E50

Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct ophthalmoscopy with aspherical precision optics.

erhältlich in | available in



KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E50

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set	2 Köpfe 1 Blende 1 Griff	2 heads 1 diaphragm 1 handle		Set-REF
F.O. / E50	night	night	2.5V	02.33001.021
F.O. / E50	sky	sky	2.5V	02.33001.232
F.O. / E50	stone	stone	2.5V	02.33001.262

bestehend aus:

consisting of:

	F.O. Otoskop-Kopf Fiber Optik mit Xenonbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung	F.O. Otoloscope head Fibre-optics with xenon illumination with pivoting triple-magnifying glasses	2.5V		01.73310.021
	Otoskop-Leuchtmittel: Xenon-Lampe, REF 12.75144.013	Otoloscope illuminant: xenon bulb REF 12.75144.013			01.73310.231
	Ophthalmoskop-Kopf E50 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 1 Blende	Ophthalmoscope head E50 with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 1 diaphragm	2.5V		01.83500.021
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75112.003 (28944)	Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75112.003 (28944)			01.83500.231
	Griff Batteriegriff (AA)	Handle battery handle (AA)	1.5V		01.74200.021
	Batterien: 2 Mignon (Typ AA)	Batteries: 2 Mignon (type AA)			01.74200.231
	Einweg-Ohrtrichter	Disposable ear funnels			01.74200.261
	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm			24


Lieferung in Stofftasche 28
Umverpackung = Karton

packaged in cloth bag 28
Outer packaging = box

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.33001.262
01.73310.261
01.83500.261
01.74200.261

KaWe PICCOLIGHT® F.O./E55



NEU
NEW



KaWe PICCOLIGHT® F.O./E55

Diagnostik-Set zur
direkten Ophthalmoskopie
mit asphärischer
Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct
ophthalmoscopy with
aspherical precision optics.

erhältlich in | available in



KaWe PICCOLIGHT® F.O./E55

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set	2 Köpfe 5 Blenden 1 Griff	2 heads 5 diaphragms 1 handle		Set-REF
F.O. / E55	night	night	2.5 V	02.33008.022
F.O. / E55	sky	sky	2.5 V	02.33008.232
F.O. / E55	stone	stone	2.5 V	02.33008.262

bestehend aus:



F.O. Otoskop-Kopf
Fiber Optik mit Xenonbeleuchtung
mit 3-facher Lupenvergrößerung

Otoskop-Leuchtmittel:
Xenon-Lampe, REF 12.75144.013

consisting of:

F.O. Otoscope head
Fibre-optics with xenon bulb,
with pivoting triple-magnifying glasses

Otoscope illuminant:
xenon bulb, REF 12.75144.013

2.5 V

01.73310.021
01.73310.231
01.73310.261



Ophthalmoskop-Kopf E55
mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
5 Blenden

Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe,
REF 12.75112.003 (28944)

Ophthalmoscope head E55
with correction lens wheel,
in stages from +20 to -20 dioptres
5 diaphragms

Ophthalmoscope illuminant:
vacuum bulb, REF 12.75112.003 (28944)

2.5 V

01.83555.021
01.83555.231
01.83555.261



Griff
Batteriegriff (AA)

Batterien: 2 Mignon (Typ AA)

Handle
battery handle (AA)

Batteries: 2 Mignon (type AA)

1.5 V

01.74200.021
01.74200.231
01.74200.261



**Einweg-
Ohrtrichter** 10 x Ø 2,5 mm
10 x Ø 4,0 mm

Lieferung in schwarzer Hartschalenbox

**disposable
ear funnels** 10 x Ø 2,5 mm
10 x Ø 4,0 mm

packaged in a black hard-top box


» 24

01.79110.022

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.33008.262
01.73310.261
01.83555.261
01.74200.261

KaWe PICCOLIGHT® F.O./E56



KaWe PICCOLIGHT® F.O./E56

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.
Diagnostic set for direct ophthalmoscopy
with aspherical precision optics.



KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E56

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoloscope-/Ophthalmoscope Set


Set	2 Köpfe 6 Blenden 2 Griffe	2 heads 6 diaphragms 2 handles		EU	Set-REF	US	Set-REF
F.O. / E56	night	night	2.5 V		02.33404.022		02.33405.022
F.O. / E56	sky	sky	2.5 V		02.33404.232		02.33405.232
F.O. / E56	stone	stone	2.5 V		02.33404.262		02.33405.262

	F.O. Otoskop-Kopf Fiber Optik mit Xenonbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung	F.O. Otoloscope head Fibre-optics with xenon bulb, with pivoting triple-magnifying glasses	2.5 V		01.73310.021		
	Otoskop-Leuchtmittel: Xenon-Lampe, REF 12.75144.013	Otoloscope illuminant: xenon bulb REF 12.75144.013			01.73310.231		
	Ophthalmoskop-Kopf E56 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden	Ophthalmoscope head E56 with correction lens wheel, in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms	2.5 V		01.83561.021		01.83566.021
	Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe REF 12.75132.003 (28946)	Ophthalmoscope illuminant: halogen bulb REF 12.75132.003 (28946)			01.83561.231		01.83566.231
	Griffe 2 Batteriegriffe (AA)	Handles 2 battery handles (AA)			01.74200.021		
	Batterien: 2 Mignon (Typ AA)	Batteries: 2 Mignon (type AA)	1.5 V		01.74200.231		
	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	Disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm 10 x Ø 4.0 mm	24		01.79110.022		
	Lieferung in schwarzer Hartschalenbox						

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.33404.262
01.73310.261
01.83561.261
01.74200.261
01.79110.022

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED/E56



KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED/E56

Diagnostik-Set zur direkten
Ophthalmoskopie mit asphärischer
Präzisionsoptik.
Diagnostic set for direct ophthalmoscopy
with a spherical precision optics.



erhältlich in | available in



KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED / E56

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoloscope-/Ophthalmoscope Set

Set	2 Köpfe 6 Blenden 2 Griffe	2 heads 6 diaphragms 2 handles		EU	Set-REF	US	Set-REF
F.O. LED/E56	night	night	2.5 V		02.35404.022	02.35405.022	
F.O. LED/E56	sky	sky	2.5 V		02.35404.232	02.35405.232	
F.O. LED/E56	stone	stone	2.5 V		02.35404.262	02.35405.262	

bestehend aus:

consisting of:

	F.O. Otoloskop-Kopf Fiber Optik mit LED-Beleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoloskop-Leuchtmittel: LED-Lampe standard REF 12.75153.003	F.O. Otoloscope head Fibre-optics with LED bulb, with pivoting triple-magnifying glasses Otoloscope Illuminant: LED bulb standard REF 12.75153.003	2.5 V		01.73520.021 01.73520.231 01.73520.261		
	Ophthalmoskop-Kopf E56 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 6 Blenden Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe REF 12.75132.003 (28946)	Ophthalmoscope head E56 with correction lens wheel in stages from +20 to -20 dioptres 6 diaphragms Ophthalmoscope illuminant: halogen bulb REF 12.75132.003 (28946)	2.5 V	EU	01.83561.021 01.83561.231 01.83561.261	US	01.83566.021 01.83566.231 01.83566.261
	Griffe 2 Batteriegriffe (AA) Batterien: 2 Mignon (Typ AA)	Handles 2 battery handles (AA) Batteries: 2 Mignon (type AA)	1.5 V		01.74200.021 01.74200.231 01.74200.261		
	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	Disposable ear funnels 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm	24		01.79110.022		

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included in the scope of supply!

02.35404.262
01.73520.261
01.83561.261
01.74200.261
01.79110.022

LADESTATION | CHARGING STATION

KaWe MedCharge® 4000

Ladestation, komplett mit Netzteil und **wechselbarem Netzstecker** |
Charging station, complete with power pack **changeable mains plug**

für 2,5 V und 3,5 V KaWe-Akkus
(NiMH, NiCd und Li-Ion)
for 2.5 V and 3.5 V KaWe batteries
(NiMH, NiCd and Li-Ion)

Lieferumfang:

- Netzstecker:
EU 230 V / GB 240 V / US 110 V
- 2 Adapterhülsen für Griffe (AA)
- Wandhalter

Scope of supply:

- Power plug:
EU 230 V / GB 240 V / US 110 V
- 2 adapter sleeves for (AA) handles
- wall-mounted holder

one4all



12.80005.002

Auswahl verschiedener Netzstecker für 2,5 V und 3,5 V Ladegriffe |
Selection of different power plugs for 2.5 V and 3.5 V charging handles

ALL in ONE



KaWe MedCharge® 4000 inkl. Netzstecker |
KaWe MedCharge® 4000 incl. power plug

REF 12.80005.002

Akkus | Accus

2,5 V NiMH



2,5 V / 3,5 V NiMH



3,5 V Li-Ion

